



## SP-NV-4A



- \* Fabricado en aleación de aluminio de alta resistencia.
- \* Gran ligereza y de peso reducido, fácil de utilizar y de transportar.
- \* La camilla se puede ajustar según el tamaño del paciente.
- \* La camilla se puede separar en dos partes gracias a una bisagra central.
- \* De fácil plegado.
- \* Reduce el movimiento del paciente para una correcta evacuación.

<b>DIMENSIONES</b>	210 x 44 x 6 cm 120 x 44 x 9 cm
<b>PESO NETO</b>	8,50 Kg
<b>CAPACIDAD DE CARGA</b>	160,0 Kg

CL. SOR CARMEN PEÑA PULIDO Nº 12  
35202- URB. RES. LA HOYETA-LA  
PARDILLA  
TELDE- LAS PALMAS  
TELF. 928 48 12 48  
C.I.F. B-35805357  
e-mail: [info@emerprocan.com](mailto:info@emerprocan.com)

