

EMERPROCAN

CL. SOR CARMEN PEÑA PULIDO Nº 12
35202- URB. RES. LA HOYETA-LA PARDILLA
TELDE- LAS PALMAS
TELF. 928 48 12 48
C.I.F. B-35805357
e-mail: info@emerprocan.com



ESTERILIZADOR A AIRE CALIENTE mod. "SMALL"

Estructura externa e interna, bandeja, estanque perforada extraíble y puertas totalmente construidos de acero inoxidable.

Caja interna y puerta con guarnición en silicona atóxica, aisladas con lana de vidrio.

Resistencia acorazada de acero inoxidable.

Temporizador de 0 a 120 minutos desconecta al final del tiempo programado.

Termómetro 0° -200°.

Termostato de seguridad.

Luz roja que indica la inserción de la alimentación eléctrica y luz verde que indica el funcionamiento de la resistencia.

230V- 50/60 Hz.

Mod.	Medidas externas	Medidas internas	Capacidad
A3-211-300 A3-212-400	400x295x170 h mm. 500x325x170 h mm.	300x125x80 h mm. 400x160x80 h mm.	3 lt. 5 lt.