


EMERPROCAN

CL. SOR CARMEN PEÑA PULIDO N° 12
35202- URB. RES. LA HOYETA-LA PARDILLA
TELDE- LAS PALMAS
TELF. 928 48 12 48
C.I.F. B-35805357
e-mail: info@emerprocan.com



**CAMILLA NIDO 1 PIEZA- SPENCER SHELL
ST04000
C/3 CINTURONES
APOYAPIES
COLCHONETA
CUERDA**

Características específicas

El cuerpo de una sola concha hace que sea extremadamente segura y fácil de manejar

Marco perimetral proporciona rigidez y permite tener un firme control sobre las asas Orificios para enganchar mosquetones

Cuerda perimetral para la fijación de los cinturones y de otros accesorios la forma de la parte inferior del cuerpo reduce la fricción en el caso de arrastre en el suelo

Colchón para aumentar el confort del paciente

Apoyapiés Poggiapiedi para mejorar la contención

Datos técnicos

Longitud 2150 ± 10 mm

Larghezza 650 ± 10 mm

Ancho 200 ± 10 mm

Número de asas laterales 12

Materiales PE, PP, Al

Peso (sin accesorios de serie) 12,5 ± 0,5 kg

Capacidad 280 kg

DM de clase I de acuerdo con la Dir. 93/42/CEE SPENCER SHELL CAMILLA CANASTA TIPO SHELL NARANJA. ST04000A Clasificación CND V0899 ID de registro 171960