

# EMERPROCAN

CL. SOR CARMEN PEÑA PULIDO Nº 12  
35202- URB. RES. LA HOYETA-LA PARDILLA  
TELDE- LAS PALMAS  
TELF. 928 48 12 48  
C.I.F. B-35805357  
e-mail: [info@emerprocan.com](mailto:info@emerprocan.com)



**QM22300A**

**COLCHON DE VACIO**

**CDK**

## **COLCHÓN DE VACÍO FUSIFORME**

El CDK es el clásico colchón de vacío, robusto y fiable.

En la parte inferior lleva una cuerda pasante con empuñaduras en Santoprene® para utilizar como asas, y la parte superior puede servir como punto de enganche para los cinturones de seguridad del paciente.

La cara superior es de color naranja y la inferior gris.

La válvula on/off, de latón cromado con porta-gomas incorporado, garantiza su resistencia a cualquier temperatura con duración ilimitada.

- Dimensiones: **2130 x 880 mm**
- Peso: **4.1 kg**
- Temperatura de utilización: **-20 a +50 C**