

EMERPROCAN

CL. SOR CARMEN PEÑA PULIDO N° 12
35202- URB. RES. LA HOYETA-LA PARDILLA
TELDE- LAS PALMAS
TELF. 928 48 12 48
C.I.F. B-35805357
e-mail: info@emerprocan.com



INM0070029

FERULAS VACIO TREX 5 UND V/PLASTICA C/ BOMBA

Pierna, Tobillo, Cabestrillo, Brazo, Muñeca, Bomba de vacío manual y Bolsa de transporte.

Las piezas constan de cintas cierre tipo velcro para su ajuste al miembro. Así como también de válvula de aire para conservar el vacío. En su interior están rellenas de perla de poliestileno P4.

Su bolsa de transporte tiene doble asa de mano y cremallera longitudinal que desciende por los lados hasta la mitad de la bolsa para una mejor manipulación de las piezas de su interior.

La bomba de vacío manual es ligera y tiene un tubo flexible para poder ser utilizada en cualquier circunstancia.