

# EMERPROCAN

CL. SOR CARMEN PEÑA PULIDO N° 12  
35202- URB. RES. LA HOYETA-LA PARDILLA  
TELDE- LAS PALMAS  
TELF. 928 48 12 48  
C.I.F. B-35805357  
e-mail: [info@emerprocan.com](mailto:info@emerprocan.com)



## MANIQUI RCP LITTLE ANNE QCPR PACK CON 1 UND Ref-123-01050

El maniquí Little Anne ha sido recientemente mejorado para proporcionar un entrenamiento más realista en RCP sin comprometer su calidad y fácil manejo.

Una vía aérea fabricada de modo realista significa que ésta permanecerá obstruida mientras no se realice una adecuada hiperextensión de la cabeza o tracción mandibular.

Se observará la elevación del pecho, si se realizan ventilaciones correctas únicamente. Los conductos realistas orales y nasales, permiten la ventilación boca a boca.

-Gracias a los altamente realistas movimientos y resistencia del pecho, los dispositivos con feedback, como el CPRmeter, pueden ser utilizados de cara a reforzar las prácticas y asegurar un feedback en tiempo real correcto.

-Vías aéreas desechables y económicas para una rápida limpieza.

-Piel de cara desmontables y reutilizables

## ESPECIFICACIONES:

Tipo: Torso

Pulso carotídeo: No

Pera para pulso: n/a

Costillas, Apófisis xifoides: Sí

Simulación de distensión gástrico: No

Ombligo: Sí

Lengua/Dientes: No

Nuez de Adán: Sí

Registro: No

Caja de señales: No (con dispositivo audible "clicker")

Metrónomo: No

Largo: 63,5 cm.

Peso: 3,9 kg.

Peso envío: 4,2 kg.

Dimensiones del embalaje: 64 cm x 21 cm x 34 cm