




EMERPROCAN

CL. SOR CARMEN PEÑA PULIDO N° 12
35202- URB. RES. LA HOYETA-LA PARDILLA
TELDE- LAS PALMAS
TELF. 928 48 12 48
C.I.F. B-35805357
e-mail: info@emerprocan.com



FLOTADOR UNIVERSAL PARA CAMILLAS NIDO

Sirven para todos los modelos de camillas nido

- Ref- una pieza - ST04525
- dos piezas - ST04518
- tres piezas - ST04524

De fácil aplicación, son indispensables para el rescate en agua, para asegurar la víctima en posición vertical.

Están realizados en polietileno expandido de alta densidad, revestidos en Spentex® o en nylon antirotura recubierto con vinilo.

Los cinturones de seguridad están realizados con cinta de polipropileno imputrescible y fijados con triple costura sobre el tejido de revestimiento.

Los sistemas de bloqueo y regulación son de nylon 6, que garantiza prestaciones incluso en condiciones atmosféricas y ambientales extremas.

Algunos flotadores se caracterizan por la aplicación de una banda reflectante que