

EMERPROCAN

CL. SOR CARMEN PEÑA PULIDO Nº 12
35202- URB. RES. LA HOYETA-LA PARDILLA
TELDE- LAS PALMAS
TELF. 928 48 12 48
C.I.F. B-35805357
e-mail: info@emerprocan.com



 **EURAPHARMA**
cfoogroup.com

Azienda Certificata
UNI EN ISO 9001:2015 –
UNI EN ISO 13485:2016

TENSIOMETRO ANEROIDE BRAZAL ADULTO NEGRO

FAZZINI ITALIA

REFERENCIA: 08.331.00

Longitud: 55cm

Ancho: 40cm

Altura: 35cm



Escala 0-300 mm.

Cero flotante.

Manómetro en aleación ligera.

Tolerancia +/- 3 mm.

Completa con una pulsera de nylon para adultos con cierre de velcro y anillo de metal, monoplaza sin látex y válvula de ventilación de cromo.

Se suministra en piel sintética con cremallera.