



Este producto cumple los requerimientos esenciales de la directiva 93/42/CEE, modificada por la directiva 2007/47/CEE.

## Collar Stifneck Select

### Cuatro tallas en una

El collarín ajustable "Stifneck Select" une los 4 tamaños de los collarines adultos en uno sólo,

El collarín ajustable pediátrico incluye 3 tamaños en uno sólo collarín.

El ajuste es muy fácil: Se mide al paciente, se elige el tamaño adecuado y ya se puede inmovilizar el paciente de manera eficiente

Especificaciones técnicas

#### **Almacenamiento:**

**No almacenar el collarín en posición plegada.**

**Almacenar en posición plana.**

**Rango de temperaturas de almacenamiento:**

**-34 °C a 52 °C**

**(-30 °F a 125 °F)**

**Rango de temperaturas de trabajo:**

**-25 °C a 43 °C**

**(-13 °F a 110 °F)**

**Cuatro tallas en una:** Menor necesidad de espacio  
Menor coste de existencias  
Simplificación de los pedidos

**Las tallas corresponden con el Stifneck original:**

**Facilita el entrenamineto**

**Facilita el cambio**

**Método de tallado**

**definido: Método Stifneck basado en los dedos**

**Elección de la talla y ajuste del cierre antes**

**de colocar el collarín, por la seguridad del paciente**

**Ajuste de cierre: Asegura la estabilidad del collarín**

**Cierre audible y táctil, por seguridad**

**Asegura un ajuste simétrico**

**Una sola pieza: No necesita montaje**

**Colocación fácil y rápida**

**Almacenamineto en forma plana**

**Gran abertura traqueal: Mayor que en cualquier collarín**

**Fácil acceso a pulso carotídeo**

**Fácil acceso a técnicas avanzadas de vía aérea**

**Óptima valoración visual**

**Nueva abertura trasera: Permite la palpación de la zona cervical**

**Permite el drenaje de sangre y otros fluidos**

**Óptima valoración visual**

**Máxima calidad: Material hipoalergénico**

**Transparente a RX y compatible RMN**