



**CONTENEDOR DE RESIDUOS
DESECHABLES 1 LITRO**

121706

Polietileno de alta densidad

Color amarillo

Apto para residuos tipo III

**Instrucciones de uso grabadas en el
cuerpo en español e inglés**

Capacidad 1 litro

Tapa provista de dos tipos de cierre.

Cierre Provisional y Cierre Definitivo

**No emana gases tóxicos al
incinerarse**

**La boca de entrada dispone de Tres
Canales de extracción de agujas**

Dimensiones:

173 Altura

100 Diámetro de la base

70 Diámetro de la boca de entrada