

EMER PROCA N

SP-NV-1A6K



- * Fabricado en polietileno de alta densidad (HDPE)
- * Estructura firme que facilita el transporte.
- * Optimiza el espacio. Tablero espinal 2 en 1
- * Incluye un tablero espinal pediátrico integrado en su estructura
- * Gran resistencia a los golpes y a la corrosión.
- * Especial para ambulancias y equipos de rescate
- * Totalmente impermeable
- * Puede ser usado con el inmovilizador de cabeza

DIMENSIONES	183 x 44.5 x 5.5 cm 120 x 32 x 4.5 cm
PESO NETO	11,00 Kg
CAPACIDAD DE CARGA	150,0 Kg

CL. SOR CARMEN PEÑA PULIDO № 12 35202- URB. RES. LA HOYETA-LA PARDILLA TELDE- LAS PALMAS

TELF. 928 48 12 48 C.I.F. B-35805357

e-mail: info@emerprocan.com

