

# EMERPROCAN

CL. SOR CARMEN PEÑA PULIDO N° 12  
35202- URB. RES. LA HOYETA-LA PARDILLA  
TELDE- LAS PALMAS  
TELF. 928 48 12 48  
C.I.F. B-35805357  
e-mail: [info@emerprocan.com](mailto:info@emerprocan.com)

## Ferno® Modelo 445 Inmovilizador de Cabeza Universal™

Está compuesto de dos apoyos para cabeza conformados en espuma revestidas plásticamente, una base de adhesión universal y dos correas de sujeción para la cabeza y el mentón. La placa base se ajusta a todas las tablas de inmovilización y camillas tipo pala en aluminio, plástico o madera de Ferno®.

- Los apoyos laterales de cabezas pueden ser usados en tablas inmovilizadoras estándar, o se les puede girar media vuelta para ser usados en Camillas Scoop™ Tipo Pala (cuchara)
- Correa de la cabeza diseñada de modo que se amolde a la frente del paciente
- Aberturas laterales grandes para monitorear el canal del oído del paciente
- Ofrece mínima interferencia con procedimientos de escaneo de Rayos-X, Resonancia Magnética o encefalograma
- Revestimiento a prueba de agua que lo hace fácil de limpiar y evita el crecimiento bacteriano en sus componentes
- No absorbe sangre ni fluidos corporales
- Fácil de desinfectar entre un uso y otro
- Compatible con todas las tablas inmovilizadoras de Ferno y con las camillas tipo Scoop™ pala (cuchara)
- Cumple las especificaciones de inflamabilidad FMVSS 302
- Pesa 2 lbs / 794 grm



**Modelo 445 Inmovilizador de Cabeza Universal**