

EMERPROCAN

e-mail: info@emerprocan.com

WEB: www.emerprocan.com

CL. ARRECIFE N° 6, 1º

POLIGONO INDUSTRIAL LAS TORRES

35010 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

TELF. 928 48 12 48

FAX. 928 48 12 78 VISITE NUESTRA WEB: www.emerprocan.com

ASPIRADOR DE SECRECIONES ACCUVAC BASIC



WM-10709/S Aspirador de secreciones portátil marca Weinmann, modelo *Accuvac Basic*.

Potencia de aspiración ajustable de forma lineal. Silencioso funcionamiento por baterías o conectado en vehículo (12V). Contenedor de secreciones reutilizable. Voltímetro integrado, indicador led de carga de batería. Robusta carcasa con posibilidad de enganche en soporte. Capacidad de aspiración 30l/min. Contenedor 900 ml. Incluye tubo de aspiración, válvula anti retorno y filtro de bacterias con recambio.