

CL. SOR CARMEN PEÑA PULIDO N° 12
35202- URB. RES. LA HOYETA-LA PARDILLA
TELDE- LAS PALMAS
TELF. 928 48 12 48
C.I.F. B-35805357
e-mail: info@emerprocan.com



**PULSIOXIMETRO DE
DEDO A3 – SIN
BATERIA.**

Características:

A3

1. Pantalla TFT multicolor, cuatro modos de visualización, pantalla de fuente grande, pantalla digital y pantalla de pletismograma.
2. Cambie las instrucciones manualmente de acuerdo con las necesidades de observación del paciente.
3. Función de alarma audible, visualización de la lámpara de alarma y sincronización del pulso del ritmo cardíaco ;
4. Bajo consumo de energía, 50 horas continuas para trabajar.
5. Tiene la función del índice de perfusión para obtener mejor la perfusión de oxígeno de pulso;
6. Cuando el voltaje de la batería es demasiado bajo, lo que puede afectar el uso normal, habrá una indicación de advertencia de bajo voltaje en la ventana visual;
7. Apagado automático cuando no hay señales durante 8 s
8. Pequeño y ligero, cómodo de llevar.

Especificación técnica

1. Tipo de pantalla: pantalla TFT multicolor; 1 pulgada
2. Rango de medición Spo2: 35% -99% PR Rango de medición: 30-240BPM
3. Resolución: $\pm 1\%$ para Spo2; ± 1 BPM para frecuencia de pulso
4. Precisión: $\pm 1\%$ (90% -99%); 70% -89%, $\pm 2\%$; no especificado ($\leq 70\%$) para spo2
5. Baja perfusión: $\leq 0.4\%$
6. Potencia: dos de las pilas alcalinas 1.5 (tamaño AAA)
7. Consumo de energía: $<30\text{mA}$ 9 、 Apagado automático: el producto se apagará automáticamente cuando no haya señales durante 8 segundos.
8. Temperatura de funcionamiento: $5\text{ }^{\circ}\text{C} \sim 40\text{ }^{\circ}\text{C}$
Humedad: 30% ~ 90% Presión de aire: 70kPa ~ 106kPa
9. Talla: 63 mm x 41 mm x 31 mm