

EMERPROCAN

CL. SOR CARMEN PEÑA PULIDO N° 12
35202- URB. RES. LA HOYETA-LA PARDILLA
TELDE- LAS PALMAS
TELF. 928 48 12 48
C.I.F. B-35805357
e-mail: info@emerprocan.com



SISTEMA UNIVERSAL DE CORREAS TIPO ARAÑA PARA TABLERO ESPINAL- SPIDER STRAP

Sistema de correas especiales de inmovilización integral para tablero espinal, toma 10 puntos de sujeción, son de nylon reforzado y se fijan con velcros, es efectivo para todos los modelos de tableros, con este sistema se puede poner al paciente en cualquier posición incluido boca abajo, perfecto para extraer heridas desde accesos difíciles.
