

# EMERPROCAN

CL. SOR CARMEN PEÑA PULIDO N° 12  
 35202- URB. RES. LA HOYETA-LA PARDILLA  
 TELDE- LAS PALMAS  
 TELF. 928 48 12 48  
 C.I.F. B-35805357  
 e-mail: [info@emerprocan.com](mailto:info@emerprocan.com)



**TABLERO ESPINAL FIBRA "NAJO LITE"**

De una sola pieza, segura y sin costura, no deslizable, es la elección perfecta

Hecha de un plástico de polietileno de una pieza y de alta densidad, rellena con espuma de poliuretano

Impermeable a los fluidos corporales

Ranura central en la mitad inferior de la tabla para inmovilizar cada pierna separadamente

Superficie no deslizable, textura de grano suave sin costuras o vacíos

Transluciente 100% de Rayos-X. No tiene varillas, rieles o pasillos

Disponibile con 10 o 18 pasadores

**Este tablero también es flotante y puede usarse para arrastrar a un paciente en el agua**

## NAJO Lite Board

- Lightest weight NAJO series backboard
- X-ray translucent
- Two handholds at the tapered end provide more stable transport
- Angled edges for logrolling
- Central slot in the lower half of board for immobilizing a patient's legs independently
- Capable of floating 125 lb / 57 kg

	Yellow	Orange	Green	Red
No Pin	#275201105	#275201108	#275201106	#275201104
10 Pin	#275201205	#275201208	#275201206	#275201204
18 Pin	#275201305	#275201308	#275201306	#275201304



### Specifications

	Length*	Width	Height	Weight	Load Capacity	Shipping Weight	Shipping L,W,H
English	72 in.	16 in.	2 in.	14.5 lb	450 lb	20 lb	73x18x2 in.
Metric	1830 mm	410 mm	45 mm	6.6 kg	204 kg	9 kg	1854x457x51 mm

\*Length may vary +/- 1.5" (38 mm) due to shrinking of the material in the manufacturing process